

Unité technique (Technical Unit) : LABORATOIRE DE CONTROLE QUALITE / QUALITY CONTROL LABORATORY

Portée fixe /fixed Range :

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES / MILIEUX DE CULTURE / ANALYSES MICROBIOLOGIQUES (Contrôle et performance des milieux de culture – Prêts à l'emploi solides NF EN ISO 11133) / Chemical And Biological Products / Culture Media / Microbiological Analyzes (Control and performance of culture media - Solid ready-to-use NF EN ISO 11133)			
OBJET / OBJECT	CARACTERISTIQUE MESUREE OU RECHERCHEE / CHARACTERISTIC MEASURED OR RESEARCHED	PRINCIPE DE LA METHODE / PRINCIPLE OF THE METHOD	REFERENCE DE LA METHODE / METHOD REFERENCE
Milieux de Culture prêts à l'emploi solides / <i>Solid, ready-to-use culture media</i>	Caractéristiques physiques et Aspect / <i>Physical characteristics and appearance</i>	Contrôle visuel / <i>Visual control</i>	Méthode interne Référence / <i>Internal Method reference 047373</i>
Milieux de Culture prêts à l'emploi solides / <i>Solid, ready-to-use culture media</i>	pH	Mesure du pH par électrode Méthode quantitative / <i>pH measurement by electrode Quantitative method</i>	Méthode interne Référence / <i>Internal Method reference 044169</i>
Milieux de Culture prêts à l'emploi solides / <i>Solid, ready-to-use culture media</i>	Stérilité microbienne / <i>Microbial sterility</i>	Méthode par incubation directe Présence/absence de colonies ou validation par le cycle d'autoclavage / <i>Direct incubation method Presence / absence of colonies or validation by the autoclaving cycle</i>	Méthode interne Référence / <i>Internal Method reference 047375</i>
Milieux de Culture prêts à l'emploi solides / <i>Solid, ready-to-use culture media</i>	Performances microbiologiques Rendement de productivité/ <i>Microbiological performance Productivity efficiency</i>	Dénombrement de colonies - Méthode quantitative / <i>colonies enumeration Quantitative method</i>	Méthode interne Référence / <i>Internal Method reference 048045</i>

Milieux de Culture prêts à l'emploi solides / <i>Solid, ready-to-use culture media</i>	Performances microbiologiques Productivité / <i>Microbiological performance Productivity</i>	Ensemencement par isolement par épuisement ou par strie unique Présence/absence de colonies Méthode qualitative / <i>Inoculation by exhaustion isolation or single streak</i> <i>Presence / absence of colonies</i> <i>Qualitative method</i>	Méthode interne Référence / <i>Internal Method reference 048045</i>
Milieux de Culture prêts à l'emploi solides / <i>Solid, ready-to-use culture media</i>	Performances microbiologiques Spécificité / <i>Microbiological performance specificity</i>	Ensemencement par étalement Observation de la typicité des colonies Méthode qualitative / <i>Spreading inoculation</i> <i>Observation of the typicality of the colonies</i> <i>Qualitative method</i>	Méthode interne Référence / <i>Internal Method reference 048048</i>
Milieux de Culture prêts à l'emploi – Solides / <i>Solid, ready-to-use culture media</i>	Performances microbiologiques Sélectivité / <i>Microbiological performance Selectivity</i>	Ensemencement d'un organisme non cible par isolement par épuisement ou par étalement Présence/absence de colonies Méthode qualitative / <i>Inoculation of a non-target organism by exhaustion isolation or spreading</i> <i>Presence / absence of colonies</i> <i>Qualitative method</i>	Méthode interne Référence / <i>Internal Method reference 048047</i>

Portée fixe : Le laboratoire est accrédité pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoires ne sont pas autorisées. / Fixed scope: The laboratory is accredited to practice the tests strictly according to the methods mentioned in the scope of accreditation. Technical modifications of the operating mode are not allowed.

Portée fixe :

PRODUITS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES / MILIEUX DE CULTURE / ANALYSES MICROBIOLOGIQUES (Contrôle et performance des milieux de culture – Prêts à l'emploi liquides NF EN ISO 11133) / Chemical And Biological Products / Culture Media / Microbiological Analyzes (Control and performance of culture media - liquid ready-to-use NF EN ISO 11133)			
OBJET / OBJECT	CARACTÉRISTIQUE MESURÉE OU RECHERCHÉE / CHARACTERISTIC MEASURED OR RESEARCHED	PRINCIPE DE LA METHODE / PRINCIPLE OF THE METHOD	REFERENCE DE LA METHODE / METHOD REFERENCE
Milieux de Culture prêts à l'emploi liquides / <i>Liquid ready-to-use culture media</i>	Caractéristiques physiques et Aspect / <i>Physical characteristics and appearance</i>	Contrôle visuel / <i>Visual control</i>	Méthode interne Référence / <i>Internal Method reference 047373</i>

Milieux de Culture prêts à l'emploi liquides / <i>Liquid ready-to-use culture media</i>	pH	Mesure du pH par électrode Méthode quantitative / <i>pH measurement by electrode Quantitative method</i>	Méthode interne Référence / <i>Internal Method reference</i> 044169
Milieux de Culture prêts à l'emploi liquides / <i>Liquid ready-to-use culture media</i>	Stérilité microbienne / <i>Microbial sterility</i>	Méthode par incubation directe Présence/absence de colonies ou validation par le cycle d'autoclavage / <i>Direct incubation method Presence / absence of colonies or validation by the autoclaving cycle</i>	Méthode interne Référence / <i>Internal Method reference</i> 047375
Milieux de Culture prêts à l'emploi liquides / <i>Liquid ready-to-use culture media</i>	Performances microbiologiques Sélectivité / <i>Microbiological performance Selectivity</i>	Ensemencement d'un organisme non cible Présence/absence de colonies Méthode qualitative / <i>Inoculation of a non-target organism Presence / absence of colonies Qualitative method</i>	Méthode interne Référence / <i>Internal Method reference</i> 048047
Milieux de Culture sélectifs prêts à l'emploi liquides / <i>Liquid ready-to-use selective culture media</i>	Performances microbiologiques Productivité / <i>Microbiological performance Productivity</i>	Ensemencement Présence/absence de colonies Méthode qualitative par compétition / <i>Inoculation Presence / absence of colonies Qualitative method by competition</i>	Méthode interne Référence / <i>Internal Method reference</i> 048044
Milieux de Culture d'enrichissement prêts à l'emploi liquides / <i>Liquid ready-to-use enrichment culture media</i>	Performances microbiologiques Productivité / <i>Microbiological performance Productivity</i>	Ensemencement Présence/absence de colonies Méthode qualitative / <i>Inoculation Presence / absence of colonies Qualitative method</i>	Méthode interne Référence / <i>Internal Method reference</i> 048045
Milieux de Culture diluants prêts à l'emploi liquides / <i>Liquid ready-to-use diluent culture media</i>	Performances microbiologiques Rendement de survie des microorganismes / <i>Microbiological performance Survival efficiency of microorganisms</i>	Ensemencement par inclusion ou étalement Dénombrement de colonies Méthode Quantitative / <i>Inoculation by inclusion or spreading Colony Enumeration Quantitative method</i>	Méthode interne Référence / <i>Internal Method reference</i> 048046

Portée fixe : Le laboratoire est accrédité pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoires ne sont pas autorisées. /

Fixed scope: The laboratory is accredited to practice the tests strictly according to the methods mentioned in the scope of accreditation. Technical modifications of the operating mode are not allowed.