



TEMPO[®]

LA QUALITÉ ALIMENTAIRE AUTOMATISÉE

Comptez sur lui !



PIONEERING DIAGNOSTICS


SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE




3 ÉTAPES SEULEMENT

simple comme 1, 2, 3!

1 Préparation automatisée des échantillons



2 Incubation dans vos incubateurs standard



3 Lecture et enregistrement automatisés



EXTREMEMENT FLEXIBLE!

- GESTION DES PICS D'ACTIVITÉ
- DEMARRAGE RAPIDE POUR LES ÉCHANTILLONS DE "DERNIERE MINUTE"
- FORMATION TECHNIQUE RAPIDE

"AVEC **TEMPO**,
JE PEUX EFFECTUER
DES **TESTS**
A LA DEMANDE"

STANDARDISATION

RÉDUIRE

- LES DÉCHETS / LE GASPILLAGE
- L'ENCOMBREMENT DANS VOTRE INCUBATEUR
- LA SUBJECTIVITÉ

1 SEULE CARTE



DES RÉSULTATS FIABLES

MONDIALEMENT RECONNU

- VALIDATION AFNOR ET AOAC
- PROTOCOLE SECURISÉ: PAS DE CONTAMINATION CROISÉE
- RÉACTIFS À LONGUE PÉREMPTION

DATA INTEGRITY*

SECURISEZ VOS DONNÉES

- TRAÇABILITÉ TOTALE : PLAN DE CONTRÔLES ET CODE À BARRES INTEGRÉS
- DONNÉES SÉCURISÉES : IDENTIFICATION AUTOMATISÉ DES ÉCHANTILLONS AUX RÉSULTATS
- AUCUNE ERREUR DE TRANSCRIPTION

* *intégrité des données*

_____ bioMérieux _____

CONNECT-UP™

MINIMISEZ LES TACHES ADMINISTRATIVES,
GAGNEZ SUR LES ACTIONS À VALEUR AJOUTÉE !

Paramètres TEMPO®


	Paramètres TEMPO	SOLUTION J+1	AOAC	ISO
411113	AC Flore mésophile aerobie totale	✓	✓	✓
80002	STA Staphylococcus (coag+)	✓	✓	✓
80003	EB Entérobactéries	✓	✓	✓
80004	EC Escherishia coli	✓	✓	✓
80006	TC Coliformes	✓		✓
80044	CC Coliformes	✓	✓	
80406	BC Bacillus cereus	✓	✓	✓
80001	YM Levures & Moisissures	72-76 h	✓	
80071	LAB Bactéries de l'acide lactique	40-48 h		
421509	CAM Campylobacter	48 h		Prochainement !

CHOISISSEZ LA BONNE SOLUTION

PRÉPARATION ÉCHANTILLONS



PRODUCTIVITÉ



SÉCURITÉ



IDENTIFICATION

