



# CONNECT-UP™

DATA MANAGEMENT SOLUTION

Maximisez votre production de l'enregistrement des analyses, jusqu'à la libération des lots !

“Grâce à CONNECT-UP™ nous avons amélioré notre système qualité et augmenté notre productivité de 50%. La prochaine étape sera l'accréditation COFRAC.”

Cyril VARON  
Responsable Qualité ABC Industries, France

## QUE CONTIENT L'OFFRE?

### LES ESSENTIELS


- 2 licences utilisateurs simultanés
- Pilotes embarqués :  
**Communication bidirectionnelle automatique**
  - DILUMAT® EXPERT EVO
  - TEMPO®
  - VIDAS® PC
  - GENE-UP®
  - D COUNT®
- Suivi des échantillons
- Gestion des indicateurs de performance
- Alerte emails
- Liste de travail et plan de contrôle
- Gestion des étiquettes et des codes barres

### CONFORMITÉ

- Certificats d'analyse automatisés
- Revue et validation des tests
- Audit trail
- Signature électronique

### ET PLUS ENCORE...

- Gestion des groupes de tests
- Module gestion d'incubation
- Gestion du stock (à venir)
- Métrologie des appareils (à venir)
- Ajout de résultats complémentaires en manuel



PIONEERING DIAGNOSTICS

**LIBEREZ 100%  
DU POTENTIEL  
DE VOTRE LABORATOIRE**

FLASHEZ LE CODE  
BARRE ET APPRECEZ  
L'EFFICIENCE

### PRÉPARATION ECHANTILLON

- ID échantillon
- test à effectuer

### CONNECT-UP

- opérateur
- ID échantillon
- date / heure
- poids initial et final
- facteur de dilution (OK/KO)
- lot et type du bouillon

### INDICATEUR QUALITÉ AUTOMATISÉ POUR L'ENUMERATION

- ID échantillon
- test à réaliser

### CONNECT-UP

- opérateur
- ID échantillon
- date / heure
- réactifs utilisés

### PCR INNOVANTE POUR LA DÉTECTION DES PATHOGÈNES

- ID échantillon
- test à réaliser

### CONNECT-UP

- opérateur
- ID échantillon
- date / heure
- réactifs utilisés

### LA RÉFÉRENCE POUR LA DÉTECTION DES PATHOGÈNES

- ID échantillon
- test à réaliser

### CONNECT-UP

- opérateur
- ID échantillon
- date / heure
- réactifs utilisés

# DIGITALISATION & GESTION DE DONNÉES:

# PASSEZ LE CAP!

## DÉCISION EN TEMPS RÉEL

### GESTION DES DONNÉES DÉMATÉRIALISÉE & CENTRALISÉE

- Améliorez la qualité et l'intégrité des données
- 1 code barre par échantillon de la production au certificat d'analyse
- Réduisez les sources d'erreurs humaines



## PASSEZ LE CAP

- Éliminez les sources d'erreur
- Éliminez le papier
- Éliminez les saisies manuelles



## 100% AUTOMATISÉ

### MISE EN SERVICE RAPIDE

- Opérationnel en 2 semaines
- Drivers bioMérieux embarqués
- Solution prête à l'emploi

### FACILE À UTILISER

- Liste de travail prédéfinie
- Expertise bioMérieux et Labware combinées

## PORTEUR DE PROFITABILITÉ

### MEILLEURE GESTION DU TEMPS

- Re-centrez l'activité du labo sur des tâches de valeur
- Economisez du temps
- Gestion des données automatique à chaque étape
- Plus de gestion documentaire papier

CERTIFIÉ  
ISO 17025