

BIOMÉRIEUX

VIDAS[®] KUBE[™]

提高效率 简化流程

可信. 可靠. 通用.



PIONEERING DIAGNOSTICS

VIDAS

国际认可的解决方案!

超过**3500**家实验室
选择了VIDAS作为食源性致病菌检测的
常规分析方法

VIDAS已成为全球致病菌筛查方法的领
导者

VIDAS® KUBE™

升级的灵活、高性价比的自动化平台，
快速、可靠的食源性致病菌检测方案。

可扩展的产品特性，是您不断发展的
实验室可靠补充

简化 工作流程

将VIDAS® KUBE™ 纳入实验室流程十分
简单:

- 降低手工操作时间
- 快速灵活，1-72样品/小时
- 可堆叠设计，节省空间
- 直观的软件界面，24通量内无需外置电脑
- 极低的培训和安装需求


增强 结果信心

VIDAS® KUBE™ 确保实验室每次都能获
得可靠、快速、准确的分析结果:

- 光学样品检测
- 跨模块共享校准数据
- 自动警示泄露、堵塞、读数异常
- 支持LIMS系统连接，全程数据可追溯
(21CFR, 审计追踪)

全高清
触摸屏





高质量 产品和服务

VIDAS® KUBE™ 提供稳定而长期的服务:

- 平均检修时间 (MBTF) >3年
- 极低的校准和质控频率 (无需QCV和VRC)
- 通过VLINK® 远程维护减少停机时间
- 遍布全球的技术专家和维修支持团队

不断发展的实验室需要更加先进的食品检测解决方案，以轻松应对现在和未来的检测需求。VIDAS® KUBE™ 作为一种适应性的自动化系统，可以帮助实验室提高生产力和准确率，时刻走在创新前沿

一台设备，轻松解决所有问题



VIDAS 概念设计

独有的一次测试设计




一次测试方案

- ALL IN ONE 一体化试剂方案
- 即用型试剂，保质期长
- 持续升级的技术和检测菜单

13种日常检测方案可供选择

- ISO, AOAC验证
- 适用于多种食品和环境样品检测



可信，可靠，通用

两种检测方案满足不同需求

48小时解决方案

沙门氏菌SLM
李斯特菌属LIS
单增李斯特菌LMO2
弯曲菌CAM
葡萄球菌肠毒素SET2

明日解决方案

沙门氏菌SPT
李斯特菌属LPT
单增李斯特菌LMX
大肠杆菌O157 ECPT
致泻性大肠杆菌ESPT(免疫浓缩)

扫码关注
微信公众号





利用 VIDAS® KUBE™ 简化实验室流程

生物梅里埃了解您的实验室需求，无论您是刚刚开始还是已经从自动化检测技术中获益。与生物梅里埃合作，您将获得自全球范围内超过50年食品安全和30年微生物免疫分析领导经验的专家团队支持。

VIDAS® KUBE™为您提供简单、快速、持久的解决方案和优质服务，来确保实验室高效运营。

设备参数

VIDAS® KUBE™ 货号	423 905 (单模块) 470 7556 (标准配置)
重量 (单个模块 - Kg)	23.7
体积 (单个模块 - cm)	43.4 / 32.1 / 48.5
电流	100/240 V, 56-60Hz
功率	150 W
能耗	睡眠功能; 支持自动唤醒
操作温度	18-30°C
操作湿度	20-80% 相对湿度, 无凝结
最高海拔	2700 m
最大运行噪音	≤ 70 dBa
可用性标准	<ul style="list-style-type: none"> • 自动数据归档 • 操作人员安全: 舱门自动锁 • 校准设置: 可调节

产品订购信息

产品编号	产品名称	备注说明
4707556	VIDAS KUBE 全自动荧光免疫分析仪	12-72通道可选, 支持后续扩展升级
93555	VIDAS Heat&Go	为VIDAS系统量身定制的干式加热系统, 可同时加热12个试剂条

沙门氏菌	货号	产品名称	备注说明
48h方案	30702	VIDAS沙门菌属检测试剂盒 SLM	60 测试
	42121	SX2 Broth (20 管×10mL)	增菌肉汤
24h方案	30707	VIDAS沙门菌属检测试剂盒 SPT	60 测试
	42650	沙门氏菌添加剂	增菌添加剂
	421202	沙门氏菌补充剂药片 25 g (60 片)	增菌添加剂
	421203	沙门氏菌补充剂药片 375 g (60 片)	增菌添加剂

李斯特菌属	货号	产品名称	备注说明
48h方案	30700	VIDAS 李斯特氏菌检测试剂盒 LIS	60 测试
	30126	VIDAS 李斯特氏菌检测试剂盒 LPT	60 测试
24h方案	410848	LPT肉汤培养基 (6×225mL)	
	420984	LPT 干粉培养基 (500g干粉)	

单核细胞增生李斯特菌	货号	产品名称	备注说明
24h方案	30123	VIDAS单增李斯特菌快速检测试剂盒 LMX	60 测试
	42647	LMX肉汤培养基 (6×225 毫升)	
	42648	LMX添加剂 (6mL)	12 测试
48h方案	30704	VIDAS单增李斯特菌检测试剂盒 LMO2	60 测试

其他项目	货号	产品名称	备注说明
金黄色葡萄球菌肠毒素	30705	VIDAS葡萄球菌肠毒素检测试剂盒II	30 测试
大肠杆菌O157(包括H7)	30122	VIDAS UP大肠杆菌O157(包括H7) 检测试剂	30 测试
致泻性大肠杆菌	30229	VIDAS ESPT 试剂盒 (免疫浓缩大肠杆菌 O26, O45, O103, O111, O121, O145 和O157 血清型)	60 测试
弯曲菌	30111	VIDAS弯曲菌检测试剂盒	30 测试



扫码关注
微信公众号



梅里埃诊断产品(上海)有限公司

上海市浦东新区康桥工业园浦三路4633号 邮编: 201315
电话: (021)6097 8383 传真: (021)6097 8399
www.biomerieux-industry.com/cn

北京分公司

电话: (010)8535 8388
传真: (010)8535 8333

成都分公司

电话: (028)8620 2052
传真: (028)8620 2051

广州分公司

电话: (020)8762 7010
传真: (020)8762 7015

生物梅里埃中国有限公司

电话: (852)2356 7033
传真: (852)2330 2085